

WbおよびElisa用 Anti-Atg4D ポリクローナル抗体 - Q86TL0

商品番号: CM0030284

前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-ATG4Dポリクローナル抗体。ヒトおよびラットATG4Dに反応。オートファジーに関与するシステインプロテアーゼ。オートファジーおよびアポトーシス経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATG4D ウサギ pAb
備考/別名	APG4D; AUTL4; APG4-D; HsAPG4D; ATG4D
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84971
遺伝子ID	84971
免疫原	組換えタンパク質：ヒトATG4D (NP_116274.3) のアミノ酸265-474に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q86TL0
タンパク質分子量	53kDa
輸送	氷袋