

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Atg4D ウサギポリクローナル抗体 - Q86TL0

商品番号: CM0021021

前書き

ヒトATG4D (APG4D/AUTL4)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/IC
C、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応。AT
G4Dは、オートファジーおよびミトファジーに必須の
システインプロテアーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATG4D ウサギ pAb
備考/別名	APG4D; AUTL4; APG4-D; HsAPG4D; ATG4D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84971
GeneID	84971
免疫原	ヒトATG4D (NP_116274.3) のアミノ酸1-230に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q86TL0
タンパク質分子量	53kDa
発送	保冷バッグ