

Wb、If-P、Ihc-P、Ip、Elisa用抗Atg5モノクローナル抗体 - Q9H1Y0

商品番号: CM0002087



前書き

WB、IF-P、IHC-P、IP、ELISAに対応したKOバリデーション済み抗ATG5ウサギモノクローナル抗体です。交差種：ヒト、マウス、ラット。オートファジー、アポトーシス、リンパ球発生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	[KO Validated] ATG5 Rabbit mAb
備考/別名	ASP; APG5; APG5L; hAPG5; SCAR25; APG5-LIKE; G5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9474
遺伝子ID	9474
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H1Y0
タンパク質分子量	32kDa
配送方法	保冷剤