


Anti-Atg5 ラビットポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q9H1Y0

商品番号: CM0017101



前書き

ヒトATG5（オートファジー関連タンパク質5）を認識し、マウスおよびラットとの交差反応性を示す高品質なラビットポリクローナル抗体。オートファジー研究におけるウェスタンブロット、IHC-P、ELISAアプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATG5 Rabbit pAb
備考/別名	ASP; APG5; APG5L; hAPG5; SCAR25; APG5-LIKE; ATG5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9474
遺伝子ID	9474
免疫原	ヒトATG5 (NP_004840.1) のアミノ酸28-275に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H1Y0
タンパク質分子量	32kDa
配送	アイスバッグ