

Ihc-PおよびElisa用Anti-Atg7ポリクローナル抗体 - O95352

商品番号: CM0025806

前書き

ヒトATG7 (O95352)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。IHC-PおよびELISAで検証済み。オートファジー研究、ミトファジー、およびヒトサンプルにおけるバイオマーカー検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ATG7 Rabbit pAb
備考/別名	GSA7, APG7L, SCAR31, APG7-LIKE, ATG7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10533
免疫原	ヒトATG7 (NP_001129503.2) のアミノ酸500-676に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95352
タンパク質分子量	78kDa
配送	アイスバッグ