

Anti-Atg7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95352

商品番号: CM0015385

前書き

ヒトATG7（オートファジー関連7）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。オートファジー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATG7 Rabbit pAb
備考/別名	GSA7; APG7L; SCAR31; APG7-LIKE; ATG7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10533
遺伝子ID	10533
免疫原	ヒトATG7 (NP_006386.1) のアミノ酸500-676に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	O95352
タンパク質分子量	78 kDa
配送	アイスバッグ