

Wb、Elisa用抗Atg8ウサギポリクローナル抗体 - Q7Xy24

商品番号: CM0021783

前書き

コムギATG8に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。シロイヌナズナ、トウモロコシ、コムギと反応します。植物のオートファジー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATG8 Rabbit pAb
種	Triticum aestivum（コムギ）
免疫原	Triticum aestivum ATG8 (Q7XY24) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	Arabidopsis thaliana（シロイヌナズナ）、Zea mays（トウモロコシ）、Triticum aestivum（コムギ）
SWISS	Q7XY24
タンパク質分子量	14kDa
配送	アイスパック