


Wb用抗Atg9Aポリクローナル抗体 - Q7Z3C6

商品番号: CM0026812



前書き

組換え免疫原（アミノ酸180-290番）を用いてウサギで作製された、高品質なATG9Aに対するポリクローナル抗体です。ウェスタンブロッティング（WB）およびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのATG9Aを検出し、オートファジー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ATG9A ウサギpAb
別名	mATG9, APG9LI, MGD3208, ATG9A
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	79065
遺伝子ID	79065
免疫原	ヒトATG9A（NP_076990.4）のアミノ酸180-290番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7Z3C6
タンパク質分子量	94kDa
輸送方法	保冷剤