


ウェスタンブロット、If-P、Elisa用 抗Atg9B ウサギポリクローナル抗体 - Q674R7

商品番号: CM0027013



前書き

ヒトATG9Bに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。オートファジーおよび細胞死研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATG9B ウサギ pAb
備考/別名	SONE; APG9L2; NOS3AS; ATG9B
種	ヒト
遺伝子ID	285973
免疫原	ヒトATG9B (NP_001303985.1) のアミノ酸715-924に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q674R7
タンパク質分子量	101kDa
輸送	保冷バッグ