


Anti-Atic ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P31939

商品番号: CM0025225



前書き

ヒトATIC（二機能性プリン生合成酵素）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。プリン代謝およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATIC Rabbit pAb
備考/別名	PURH; AICAR; AICARFT; IMPCHASE; HEL-S-70p; ATIC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	471
GeneID	471
免疫原	組換えタンパク質 ヒトATIC (NP_004035.2) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P31939
タンパク質分子量	65kDa
配送	アイスバッグ