

## Wb、If/Icc、Elisa用抗Atl2ウサギポリクローナル抗体 - Q8Nhh9

商品番号: CM0019167

### 前書き

ヒト、マウス、ラットと交差反応するATL2ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。小胞体ネットワークの維持およびGTP依存性膜融合の研究に有用です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名      | ATL2 ウサギpAb                                               |
| 備考／別名    | aip-2; ARL3IP2; ARL6IP2; atlastin2; ATL2                  |
| 種        | ヒト                                                        |
| GeneID   | 64225                                                     |
| 免疫原      | ヒトATL2 (NP_001129145.1) の390～470アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来       | ウサギ                                                       |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                                 |
| アプリケーション | WB、IF/ICC、ELISA                                           |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                                |
| SWISS    | Q8NHH9                                                    |
| タンパク質分子量 | 66kDa                                                     |
| 配送       | 保冷剤                                                       |