


Anti-Atl3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q6Dd88

商品番号: CM0015628



前書き

ヒトATL3（Atlastin-3）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。小胞体動態および膜融合研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATL3 Rabbit pAb
備考/別名	HSN1F; ATL3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	25923
遺伝子ID	25923
免疫原	ヒトATL3（NP_056274.3）のアミノ酸360-440に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6DD88
タンパク質分子量	61kDa
配送	アイスパック