

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Atmモノクローナル抗体 - Q13315

商品番号: CM0002210



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済みのATMウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのATMセリン/スレオニンキナーゼを検出します。DNA損傷応答と細胞周期制御に必須です。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATM ウサギ mAb
備考/別名	AT1, ATA, ATC, ATD, ATE, ATDC, TEL1, TELO1, ATM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	472
GeneID	472
免疫原	ヒトATM (Q13315) のアミノ酸2619-2939に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13315
タンパク質分子量	351kDa
輸送	保冷バッグ