

抗Atmウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13315

商品番号: CM0028845



前書き

WBおよびELISAで検証済みのATMウサギpAbです。
DNA二本鎖切断を感知し細胞周期チェックポイントを
調節する、分子量351
kDaのセリン/スレオニンキナーゼであるヒトATMを
検出します。研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATM ウサギ pAb
別名	AT1, ATA, ATC, ATD, ATE, ATDC, TEL1, TELO1, ATM
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	472
GeneID	472
免疫原	ヒトATM (NP_000042.3) のアミノ酸1900～2000番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13315
タンパク質分子量	351kDa
輸送方法	保冷剤