

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Atmウサギポリクローナル抗体 - Q13315

商品番号: CM0014127



前書き

ATMウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、ELISAによりヒトおよびラットのATM（Q13315）を検出します。DNA損傷応答、チェックポイントシグナル伝達、腫瘍抑制の中心的役割を担うセリン/スレオニンキナーゼです。ゲノム安定性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATMウサギpAb
備考/別名	AT1; ATA; ATC; ATD; ATE; ATDC; TEL1; TELO1; ATM
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	472
遺伝子ID	472
免疫原	組換えタンパク質[ATM（NP_000042.3）のアミノ酸2320～2566に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q13315
タンパク質分子量	351 kDa
輸送	保冷バッグ