

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Atn1 ポリクローナル抗体 - P54259

商品番号: CM0021991

前書き

ヒトATN1（アトロフィン-1）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAに適しています。転写調節および神経変性に関与する125 kDaのタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATN1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	B37, HRS, NOD, DRPLA, CHEDDA, D12S755E, ATN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1822
GeneID	1822
免疫原	ヒトATN1 (NP_001007027.1) のアミノ酸900-1040に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P54259
タンパク質分子量	125kDa
配送	氷袋