

Wb、Elisa用抗Atoh1モノクローナル抗体 - Q92858

商品番号: CM0003063

前書き

ヒトATOH1 (MATH-1) を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。神経発生および難聴研究に最適で、38 kDaのバンドを検出します。SWISS : Q92858。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATOH1 ウサギmAb
別名	ATH1; HATH1; DFNA89; MATH-1; bHLHa14; ATOH1
対象種	ヒト
GeneID	474 (ヒト)
免疫原	ヒトATOH1 (Q92858) のアミノ酸1~100番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92858
タンパク質分子量	38kDa
輸送方法	保冷剤