

Wb、Elisa用 Anti-Atoh1 ポリクローナル抗体 - Q92858

商品番号: CM0028417

前書き

ヒト ATOH1 (bHLHa14)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB および ELISA

で検証済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性があります。神経発生および転写制御の研究に最適です。

SWISS: Q92858。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATOH1 Rabbit pAb
備考/別名	ATH1; HATH1; DFNA89; MATH-1; bHLHa14; ATOH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	474
GeneID	474
免疫原	ヒト ATOH1 (NP_005163.1) のアミノ酸 215-354 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q92858
タンパク質分子量	38kDa
配送	氷袋