

Wb、If/Icc、Elisa用抗Atoh7ポリクローナル抗体 - Q8N100

商品番号: CM0030905

前書き

ヒト ATOH7 (bHLHa13) を標的とする高品質ウサギ由来ポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAのアプリケーションに適しています。網膜神経節細胞の発生や転写調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATOH7 ウサギ pAb
別名	Math5; NCRNA; RNANC; PHPVAR; bHLHa13; ATOH7
対象種	ヒト
GeneID	220202
免疫原	ヒト ATOH7 (NP_660161.1) のアミノ酸47〜152番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
適用アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N100
タンパク質分子量	17kDa
配送方法	氷袋