

WbおよびElisa用 Anti-Atoh8 ポリクローナル抗体 - Q96Sq7

商品番号: CM0024321

前書き

ヒト ATOH8 (bHLH転写因子) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。細胞分化、内皮機能、発生過程の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ATOH8 ウサギ pAb
備考/別名	HATH6; bHLHa21; ATOH8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84913
遺伝子ID	84913
免疫原	合成ペプチド：ヒト ATOH8 (NP_116216.2) のアミノ酸150-250に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q96SQ7
タンパク質分子量	35kDa
配送	保冷バッグ