

Wb・Elisa用抗Atoh8ポリクローナル抗体 - Q96Sq7

商品番号: CM0022194

前書き

ヒトATOH8転写因子に対するウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウェスタンブロッティングおよびELISAアプリケーションで検証済みです。内皮細胞生物学、発生過程、遺伝子制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATOH8 ウサギ pAb
備考/別名	ATOH8; HATH6; bHLHa21; アトナール相同タンパク質8
対象種	ヒト
GeneID	84913
免疫原	ヒトATOH8 (NP_116216.2) のアミノ酸1-100領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96SQ7
タンパク質分子量	35kDa
輸送方法	保冷剤