


Wb、Elisa用 抗Atox1 ウサギポリクローナル抗体 - O00244

商品番号: CM0029913



前書き

ヒト ATOX1（銅輸送タンパク質ATX1）に対するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット（WB）およびELISAでの使用が検証済みです。銅恒常性および抗酸化防御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATOX1 Rabbit pAb
別名	ATX1; HAH1; ATOX1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	475
GeneID	475
免疫原	組換えタンパク質 ヒト ATOX1 (NP_004036.1) のアミノ酸1～68番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O00244
タンパク質分子量	7kDa
輸送方法	氷袋