

WbおよびElisa用Anti-Atp10Aポリクローナル抗体 - O60312

商品番号: CM0024155

前書き

ヒトATP10Aに特異的なウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。膜脂質非対称性および細胞接着における重要な酵素である、ホスホリピド輸送ATPase
VAを標的とします。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP10A Rabbit pAb
備考/別名	ATPVA; ATPVC; ATP10C; ATP10A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57194
GeneID	57194
免疫原	ヒトATP10A (NP_077816.1) のアミノ酸440-690に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60312
タンパク質分子量	168kDa
配送	氷袋