

Wb、Elisa用抗Atp12Aポリクローナル抗体 - P54707

商品番号: CM0014133

前書き

ヒトサンプルを用いたウェスタンブロットおよびELISAで検証済みのウサギ抗ATP12Aポリクローナル抗体。イオン恒常性および粘液の酸性化に関与する、116 kDaのカリウム輸送ATPアーゼα鎖2を検出します。研究用のみ使用してください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP12A Rabbit pAb
備考／別名	HK; ATP1AL1; H-K-ATPase; ATP12A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	479
遺伝子ID	479
免疫原	ヒトATP12A (NP_001172014.1) のアミノ酸890～980に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P54707
タンパク質分子量	116kDa
輸送条件	保冷バッグ