


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Atp13A2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nq11

商品番号: CM0015727



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みのATP13A2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのATP13A2（約129 kDa）を検出。パーキンソン病およびリソソーム機能研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP13A2 ウサギ pAb
備考/別名	CLN12; KRPPD; PARK9; SPG78; HSA9947; ATP13A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23400
GeneID	23400
免疫原	組換えタンパク質 ヒトATP13A2 (NP_071372.1) のアミノ酸70-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NQ11
タンパク質分子量	129kDa
発送	保冷バッグ