

Anti-Atp1A2 モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P50993

商品番号: CM0003051

前書き

ヒトATP1A2（ナトリウム/カリウム輸送ATPアーゼサブユニットアルファ2）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP1A2 Rabbit mAb
備考/別名	FHM2; MHP2; DEE98; FARIMPD; ATP1A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	477
GeneID	477
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P50993
タンパク質分子量	112kDa
配送	アイスバッグ