

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Atp1A4モノクローナル抗体 - Q13733

商品番号: CM0007234



前書き

ヒトATP1A4（精子特異的Na/K-ATPase α4サブユニット）に対するウサギモノクローナル抗体です。WB、IF-P、IHC-P、ELISAへの適合性があり、マウスおよびラットと交差反応します。精子運動能、受精能獲得、生殖能研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP1A4 ウサギmAb
備考/別名	ATP1A1; ATP1A2; ATP1A4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	480
GeneID	480
免疫原	ヒトATP1A4 (NP_653300.2) のアミノ酸401～530に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13733
タンパク質分子量	19KDa/114KDa
輸送方法	保冷剤