

WbおよびElisa用 Anti-Atp1A4 ポリクローナル抗体 - Q13733

商品番号: CM0014583



前書き

ヒトATP1A4（精子特異的Na⁺/K⁺-ATPase α-4サブユニット）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーション用。マウスおよびラットと交差反応性あり。標的分子量は約114 kDa。生殖研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP1A4 ウサギ pAb
備考/別名	ATP1A1; ATP1A2; ATP1A4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	480
GeneID	480
免疫原	ヒトATP1A4 (NP_653300.2) のアミノ酸1-90に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q13733
タンパク質分子量	114kDa
輸送	アイスバッグ