


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Atp1B1 ウサギモノクローナル抗体 - P05026

商品番号: CM0005807



前書き

ヒトATP1B1（ナトリウム/カリウム輸送ATPaseサブユニットベータ-

1) に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。イオン輸送、細胞接着、自然免疫の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP1B1 ウサギ mAb
備考/別名	ATP1B; ATP1B1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	481
GeneID	481
免疫原	ヒトATP1B1 (P05026) のアミノ酸204-303に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05026
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ