


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Atp1B1 ウサギポリクローナル抗体 - P05026

商品番号: CM0025935



前書き

ヒトATP1B1（ナトリウム/カリウム輸送ATPaseサブユニットベータ-

1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。イオン輸送、細胞接着、自然免疫の研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ATP1B1 ウサギ pAb
備考/別名	ATP1B; ATP1B1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	481
GeneID	481
免疫原	ヒトATP1B1 (NP_001668.1) のアミノ酸63-303に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05026
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ