

Ihc-P、Elisa用 Anti-Atp1B2 ポリクローナル抗体 - P14415

商品番号: CM0019567

前書き

ヒトATP1B2（ナトリウム/カリウム輸送ATPaseサブユニットβ-2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。IHC-PおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。細胞接着およびイオン輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP1B2 ウサギ pAb
備考/別名	AMOG; ATP1B2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	482
GeneID	482
免疫原	ヒトATP1B2 (NP_001669.3) のアミノ酸68-290に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P14415
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷バッグ