

ウェスタンブロット用 抗Atp1B2 ウサギポリクローナル抗体 - P14415

商品番号: CM0028506

前書き

ATP1B2 (AMOG)
に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。ナトリウム/カリウムATPase機能と細胞接着機構に関する体外診断研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP1B2 ウサギ pAb
備考/別名	AMOG; ATP1B2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	482
遺伝子ID	482
免疫原	組換えタンパク質 ヒトATP1B2 (NP_001669.3) のアミノ酸68-290に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14415
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷バッグ