

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Atp2B1モノクローナル抗体 - P20020

商品番号: CM0006344



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのAnti-ATP2B1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。カルシウム恒常性、血圧調節、骨石灰化、およびインスリン感受性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP2B1 Rabbit mAb
備考/別名	MRD66; PMCA1; PMCA1kb; ATP2B1
種	ヒト
GeneID	490
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20020
タンパク質分子量	135 kDa
配送	アイスバッグ