

## Wb、If-P、Elisa用抗Atp2B1ポリクローナル抗体 - P20020

商品番号: CM0021516



## 前書き

ATP2B1ラビットポリクローナル抗体（pAb）は、ヒト、マウス、ラットのサンプル中のATP2B1/PMCA1を検出します。WB、IF-

P、ELISAで検証済みであり、カルシウム輸送、血圧調節、骨代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                             |
|------------|-----------------------------------------------|
| 製品名        | ATP2B1 Rabbit pAb                             |
| 備考/別名      | MRD66; PMCA1; PMCA1kb; ATP2B1                 |
| 種          | ヒト                                            |
| 遺伝子ID (ヒト) | 490                                           |
| 遺伝子ID      | 490                                           |
| 免疫原        | ヒトATP2B1 (NP_001673.2) のアミノ酸50-150に相当する合成ペプチド |
| 供給源        | ウサギ                                           |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                     |
| アプリケーション   | WB, IF-P, ELISA                               |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                    |
| SWISS      | P20020                                        |
| タンパク質分子量   | 135kDa                                        |
| 配送         | 氷袋                                            |