

Anti-Atp2B2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q01814

商品番号: CM0028421

前書き

ATP2B2 (PMCA2)
を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。W
BおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラッ
トと交差反応します。カルシウム恒常性および聴覚機
能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP2B2 Rabbit pAb
備考/別名	PMCA2; DFNA82; PMCA2a; PMCA2i; ATP2B2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	491
GeneID	491
免疫原	ヒトATP2B2 (NP_001674.2) のアミノ酸1-80に相当する配列を含む組組み替え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01814
タンパク質分子量	137kDa
配送	アイスバッグ