

Wb、Elisa用 Anti-Atp2B4 ポリクローナル抗体 - P23634

商品番号: CM0015087



前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-ATP2B4ウサギポリクローナル抗体。細胞シグナリングおよび精子運動性研究のためのプラズマ膜カルシウムATPase

4（PMCA4、P23634）を標的とし、マウスとの交差反応性を有します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP2B4 ウサギ pAb
備考/別名	MXRA1; PMCA4; ATP2B2; PMCA4b; PMCA4x; ATP2B4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	493
GeneID	493
免疫原	ヒトATP2B4（NP_001675.3）のアミノ酸1141-1205に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P23634
タンパク質分子量	138kDa
発送	保冷バッグ