

Ihc-P、Elisa用

抗Atp4B（水素カリウムAtpaseベータ）ウサギモノクローナル抗体 - P51164

商品番号: CM0003296

前書き

ヒトATP4B/カリウム輸送性ATPaseサブユニットベータを標的とするウサギモノクローナル抗体。IHC-PおよびELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応します。胃プロトンポンプおよびイオン輸送の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP4B ウサギmAb
別名	水素カリウムATPaseベータ; ATP4B
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	496
GeneID	496
免疫原	ヒトATP4B (P51164) のアミノ酸192-291領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51164
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷剤