

Anti-Atp4B Rabbit Polyclonal Antibody (Gastric H⁺/K⁺ ATPase B Subunit) For Wb And Elisa - P51164

商品番号: CM0013852

前書き

ATP4B（胃H⁺/K⁺ ATPaseベータサブユニット、33 kDa）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。
ヒト、マウス、ラットでWBおよびELISAについて検証済み。胃酸分泌および壁細胞機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP4B Rabbit pAb
備考/別名	ATP6B; ATP4B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	496
GeneID	496
免疫原	ヒトATP4B (NP_000696.1) のアミノ酸62-291に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51164
タンパク質分子量	33kDa
配送	アイスバッグ