


Anti-Atp5A1 ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P25705

商品番号: CM0029425



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのこのウサギポリクローナル抗体は、ヒトATP5A1（ATP合成酵素F1サブユニットアルファ）を標的とし、マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア研究およびエネルギー代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP5A1 Rabbit pAb
備考/別名	OMR; ORM; ATPM; MOM2; ATP5A; hATP1; ATP5A1; MC5DN4; ATP5AL2; COXPD22; HEL-S-123m
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	498
遺伝子ID	498
免疫原	ヒトATP5A1 (NP_004037.1) のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25705
タンパク質分子量	60kDa
配送	アイスバック