


Wb、Ip、If、Ihc-P、Elisa用抗Atp5A1ウサギモノクローナル抗体 - P25705

商品番号: CM0002190



前書き

ATP5A1に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IP、IF/ICC、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのATPシンターゼαサブユニットを検出し、ミトコンドリア機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP5A1 ウサギmAb
別名	OMR; ORM; ATPM; MOM2; ATP5A; hATP1; ATP5A1; MC5DN4; ATP5AL2; COXPD22; HEL-S-123m
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	498
遺伝子ID	498
免疫原	合成ペプチド ヒトATP5A1 (P25705) のアミノ酸200～300番目の配列に相当する合成ペプチド。
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25705
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	保冷剤