


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Atp5C1ウサギポリクローナル抗体 - P36542

商品番号: CM0013920



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのATP5C1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのATP合成酵素 γ サブユニット（P36542）を検出します。ミトコンドリア複合体Vの中心柄構成成分であり、代謝およびミトコンドリア研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP5C1ウサギpAb
備考／別名	ATP5C; ATP5C1; ATP5CL1
種	ヒト
遺伝子ID	509
免疫原	ヒトATP5C1（NP_001001973.1）のアミノ酸26～298に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36542
タンパク質分子量	33kDa
配送	保冷バッグ