

Wb、If/Icc、Elisa用抗Atp5Dウサギポリクローナル抗体 - P30049

商品番号: CM0026214



前書き

ヒトATP5D（ATP合成酵素F1サブユニットデルタ、ミトコンドリア）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。ミトコンドリア研究やATP合成酵素の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	内容
製品名	ATP5D Rabbit pAb
備考/別名	ATP5D; MC5DN5
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	513
GeneID	513
免疫原	ヒトATP5D (NP_001678.1) のアミノ酸1-168番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30049
タンパク質分子量	17kDa
発送方法	氷袋