

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Atp5F1 ポリクローナル抗体 - P24539

商品番号: CM0025804



前書き

ミトコンドリアATP合成酵素のサブユニットであるATP5F1を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスに反応。ミトコンドリアの生体エネルギー研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP5F1 ウサギ pAb
備考/別名	PIG47; ATP5F1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	515
GeneID	515
免疫原	ヒトATP5F1 (NP_001679.2) のアミノ酸1-245に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P24539
タンパク質分子量	29kDa
発送	保冷バッグ