


Wb、If-P、Elisa用抗Atp5G1モノクローナル抗体 - P05496

商品番号: CM0006674



前書き

ヒトのミトコンドリアATP合成酵素サブユニットC1であるATP5G1を標的とする、高品質なウサギモノクローナル抗体です。WB、IF-P、ELISAのアプリケーションに適しており、ヒト、マウス、ラットのサンプルで交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP5G1 ウサギmAb
備考/別名	ATP5A; ATP5G; ATP5G1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	516
GeneID	516
免疫原	ヒトATP5G1 (P05496)のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05496
タンパク質分子量	14kDa
発送方法	氷袋