


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Atp5G1ウサギモノクローナル抗体 - P05496

商品番号: CM0002782



前書き

ヒトATP5G1（別名ATP合成酵素サブユニットc）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに推奨され、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。ミトコンドリアの生体エネルギー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP5G1 ウサギ mAb
備考/別名	ATP5A; ATP5G; ATP5G1
種	ヒト
GeneID	516
免疫原	ヒトATP5G1 (P05496) のアミノ酸57-136に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05496
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷バッグ