

抗Atp5G2ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - Q06055

商品番号: CM0020479

前書き

ヒトATP5G2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの検証済み。ヒトおよびマウスのサンプルと反応します。ミトコンドリアATP合成酵素研究およびプロトン輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP5G2 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	ATP5A, ATP5G2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	517
遺伝子ID	517
免疫原	ヒトATP5G2のアミノ酸50-150の配列に対応する合成ペプチド (NP_001002031.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q06055
タンパク質重量	15kDa
配送	アイスバッグ