


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Atp5H ウサギポリクローナル抗体 - O75947

商品番号: CM0028904



前書き

ATP5H（ATP合成酵素ペリフェラルストークサブユニットd、O75947）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。ミトコンドリア代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP5H ウサギ pAb
備考/別名	ATPQ; APT5H; ATP5H
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10476
GeneID	10476
免疫原	ヒトATP5H (NP_006347.1) のアミノ酸1-161に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75947
タンパク質分子量	18kDa
輸送	保冷バッグ