


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Atp5J ポリクローナル抗体 - P18859

商品番号: CM0026588



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAアプリケーション用の高品質ATP5Jウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプル中のATP合成酵素ペリフェラルストークサブユニットF6を認識し、ミトコンドリアおよびエネルギー代謝研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP5J ウサギ pAb
備考/別名	F6; CF6; ATP5; ATPM; ATP5A; ATP5J
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	522
遺伝子ID	522
免疫原	ヒトATP5J (NP_001676.2) のアミノ酸1-108に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18859
タンパク質分子量	13kDa
発送	保冷バッグ