

WbおよびElisa用 Anti-Atp5J2 ポリクローナル抗体 - P56134

商品番号: CM0019905



前書き

ヒトATP5J2を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションに適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。ミトコンドリアATP合成酵素複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP5J2 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	ATP5J2, ATP5JL
種	ヒト
遺伝子ID	9551
免疫原	ヒトATP5J2 (NP_004880.1) のアミノ酸1-94に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P56134
タンパク質分子量	11kDa
発送	保冷バッグ