

## Anti-Atp5L ラビットポリクローナル抗体（Wb, If/Icc, Elisa対応） - O75964

商品番号: CM0026159



## 前書き

ヒトATP5L（ATP合成酵素膜サブユニットg）を標的とするラビットポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリアATP合成酵素の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名        | ATP5L Rabbit pAb                                      |
| 備考/別名      | ATP5L; ATP5JG                                         |
| 種          | ヒト                                                    |
| 遺伝子ID (ヒト) | 10632                                                 |
| 遺伝子ID      | 10632                                                 |
| 免疫原        | ヒトATP5L (NP_006467.4) のアミノ酸1-103に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース        | ラビット                                                  |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                             |
| アプリケーション   | WB, IF/ICC, ELISA                                     |
| 交差反応性      | ヒト, マウス, ラット                                          |
| SWISS      | O75964                                                |
| タンパク質分子量   | 11kDa                                                 |
| 配送方法       | 氷袋                                                    |